

Größenbestimmung für MAVIG-Röntgenschutzkleidung nach aktualisierter Norm DIN 61331-3:2016

Die Strahlenschutzkleidung muss so gewählt werden, dass die Breite von Frontschuttschürzen bzw. die Breite des Frontbereichs von Rundumschuttschürzen, 60% des Körperumfangs abdeckt. Herangezogen werden sollte hierfür entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den **größten** Wert aufweist.

Am Beispiel: Sie haben sich für das Modell RA631 entschieden. Ihre Körpermaße sind Brustumfang 110 cm, Taillenumfang 102 cm und Hüftumfang 105 cm. Da der Brustumfang den größten Wert aufweist würde sich für Sie die Größe „L“ ergeben.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die oben angegebene Zuordnung der Fertigmaße zur Körpergröße für stehendes Arbeiten gilt. Für ein Arbeiten im Sitzen sollte das Fertigmaß der Länge mind. 10 cm größer gewählt werden, als es Ihrer Körpergröße entspricht. Damit sind Ihre Knie auch im Sitzen von der Schürze abgedeckt.



Größen	XS	S	M	L	XL	XXL	3L
BALANCE RA631							
A Brustumfang	≤ 84 cm	85 - 95 cm	96 - 106 cm	107 - 117 cm	118 - 128 cm	129 - 139 cm	140 - 150 cm
B Taillenumfang	≤ 86 cm	87 - 97 cm	98 - 107 cm	108 - 118 cm	119 - 129 cm	130 - 140 cm	141 - 151 cm
C Hüftumfang	≤ 86 cm	87 - 97 cm	98 - 107 cm	108 - 118 cm	119 - 129 cm	130 - 140 cm	141 - 151 cm
Rocklänge	65 cm	70 cm	75 cm				
D Körpergröße	150 - 170 cm	170 - 180 cm	180 - 190 cm				
BALANCE RA632	XS	S	M	L	XL	XXL	3L
A Brustumfang	≤ 84 cm	85 - 95 cm	96 - 106 cm	107 - 117 cm	118 - 128 cm	129 - 139 cm	140 - 150 cm
B Taillenumfang	≤ 98 cm	99 - 108 cm	109 - 119 cm	120 - 130 cm	131 - 140 cm	142 - 152 cm	153 - 163 cm
C Hüftumfang	≤ 98 cm	99 - 108 cm	109 - 119 cm	120 - 130 cm	131 - 140 cm	142 - 152 cm	153 - 163 cm
Mantellänge	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm			
D Körperhöhe	160 - 170 cm	170 - 180 cm	175 - 190 cm	185 - 195 cm			
BALANCE RA640	XS	S	M	L	XL	XXL	3L
A Brustumfang	≤ 84 cm	85 - 95 cm	96 - 106 cm	107 - 117 cm	118 - 128 cm	129 - 139 cm	140 - 150 cm
B Taillenumfang	≤ 91 cm	92 - 102 cm	103 - 112 cm	113 - 123 cm	124 - 134 cm	135 - 145 cm	146 - 156 cm
C Hüftumfang	≤ 91 cm	92 - 102 cm	103 - 112 cm	113 - 123 cm	124 - 134 cm	135 - 145 cm	146 - 156 cm
Schürzenlänge	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm			
D Körperhöhe	160 - 170 cm	170 - 180 cm	175 - 190 cm	185 - 195 cm			

BALANCE RA650	XS	S	M	L	XL	XXL	3L
A Brustumfang	≤ 84 cm	85 - 95 cm	96 - 106 cm	107 - 117 cm	118 - 128 cm	129 - 139 cm	140 - 150 cm
B Taillenumfang	≤ 91 cm	92 - 102 cm	103 - 112 cm	113 - 123 cm	124 - 134 cm	135 - 145 cm	146 - 156 cm
C Hüftumfang	≤ 91 cm	92 - 102 cm	103 - 112 cm	113 - 123 cm	124 - 134 cm	135 - 145 cm	146 - 156 cm
<i>Schürzenlänge</i>	<i>100 cm</i>	<i>110 cm</i>	<i>120 cm</i>	<i>130 cm</i>			
D Körperhöhe	160 - 170 cm	170 - 180 cm	175 - 190 cm	185 - 195 cm			
BALANCE RA660	XS	S	M	L	XL	XXL	3L
A Brustumfang	≤ 84 cm	85 - 95 cm	96 - 106 cm	107 - 117 cm	118 - 128 cm	129 - 139 cm	140 - 150 cm
B Taillenumfang	≤ 91 cm	92 - 102 cm	103 - 112 cm	113 - 123 cm	124 - 134 cm	135 - 145 cm	146 - 156 cm
C Hüftumfang	≤ 91 cm	92 - 102 cm	103 - 112 cm	113 - 123 cm	124 - 134 cm	135 - 145 cm	146 - 156 cm
<i>Schürzenlänge</i>	<i>100 cm</i>	<i>110 cm</i>	<i>120 cm</i>	<i>130 cm</i>			
D Körperhöhe	160 - 170 cm	170 - 180 cm	175 - 190 cm	185 - 195 cm			